

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 25 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с фторидом натрия, Сыворотка крови

Метод: Гексокиназный, Диазотирующий метод, фотометрия, Кинетический (IFCC без P-5-P), фотометрия, Кинетический, IFCC стандартизированный, с L-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилидом, Колориметрический, Колориметрический (IFCC), реакция гидролиза с п-нитрофенилфосфатом (pNPP), Колориметрия с биуретовым реактивом, Фотометрия с арсеназо III, Фотометрия с ференом, Энзиматический, Энзиматический (CHOD-PAP), Энзиматический колориметрический (рекомендованный IFCC), Энзиматический, уреазы, фотометрия, Энзиматический, уриказы, фотометрия



## Биохимическое исследование крови

| Анализ                                     | Результат | Референсный диапазон                                                                                                                                                                      |                    |         | Ед. изм. |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|
|                                            |           | Низкий                                                                                                                                                                                    | Нормальный уровень | Высокий |          |
| АлАТ                                       | 10,0      |                                                                                                                                                                                           |                    | 41      | Ед/л     |
| АсАТ                                       | 10,0      |                                                                                                                                                                                           |                    | 37      | Ед/л     |
| Альфа-амилаза                              | 30,0      | 25                                                                                                                                                                                        |                    | 125     | Ед/л     |
| Билирубин общий                            | 10,0      | 3,4                                                                                                                                                                                       |                    | 20,5    | мкмоль/л |
| Гамма-ГТ                                   | 30        |                                                                                                                                                                                           |                    | 49      | Ед/л     |
| Глюкоза                                    | 5         | 4,1                                                                                                                                                                                       |                    | 6       | ммоль/л  |
| Креатинин                                  | 40,00     | 64                                                                                                                                                                                        |                    | 104     | мкмоль/л |
| Мочевина                                   | 4         | 2,1                                                                                                                                                                                       |                    | 7,1     | ммоль/л  |
| Мочевая кислота                            | 20,0      | 210                                                                                                                                                                                       |                    | 420     | мкмоль/л |
| Целевые значения при подагре <360 мкмоль/л |           |                                                                                                                                                                                           |                    |         |          |
| Общий белок                                | 60,00     | 64                                                                                                                                                                                        |                    | 83      | г/л      |
| Триглицериды                               | 4         | Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень <1,7 ммоль/л указывает на низкий риск.                                                                                                 |                    |         | ммоль/л  |
| Холестерин общий (ХС)                      | 4,50      | Рекомендации по интерпретации: желательный уровень <5,0 ммоль/л. В индивидуальной оценке кардиориска холестерин следует использовать в комплексе с другими факторами (см. таблицы SCORE). |                    |         | ммоль/л  |

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 25 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с фторидом натрия, Сыворотка крови

Метод: Гексокиназный, Диазотирующий метод, фотометрия, Кинетический (IFCC без P-5-P), фотометрия, Кинетический, IFCC стандартизированный, с L-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилидом, Колориметрический, Колориметрический (IFCC), реакция гидролиза с п-нитрофенилфосфатом (pNPP), Колориметрия с биуретовым реактивом, Фотометрия с арсеназо III, Фотометрия с ференом, Энзиматический, Энзиматический (CHOD-PAP), Энзиматический колориметрический (рекомендованный IFCC), Энзиматический, уреазы, фотометрия, Энзиматический, уриказы, фотометрия



| Анализ                                             | Результат | Референсный диапазон |                    |         | Ед. изм. |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|---------|----------|
|                                                    |           | Низкий               | Нормальный уровень | Высокий |          |
| Фосфатаза щелочная                                 | — 30      | 40                   |                    | 150     | Ед/л     |
| Кальций                                            | + 3,00    | 2,1                  |                    | 2,55    | ммоль/л  |
| Железо (свободное, белковосвязанное, сывороточное) | 25,0      | 11,6                 |                    | 31,3    | мкмоль/л |

Врач КДЛ: \_\_\_\_\_

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- +

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.